

 **miyo**
liquid ceramic



информация за продукта

български

 **miyo**
liquid ceramic



Послойна естетика - минимални усилия

Понастоящем Jensen предлага два комплекта MiYO системи за естетическо завършване:

MiYO Liquid Ceramic System за зъби и MiYO pink Liquid Ceramic Gingival System за гингива и текстура.

Двете системи са уникални завършващи системи, изработени от пастообразни опалесцентни и флуоресцентни материали за послойно нанасяне на цветовете, структурата и глазура.

С MiYO можете лесно и бързо високи естетични резултати, сравними с тези при послойното нанасяне, като това ще ви отнеме същото време както при оцветяването с бои.

MiYO Color се състои от различни типове самоглазиращи се цветовете с променливи нива на трансlucentност, всяко от което е уникално създадено да подменя натуралните зъби, техният цвят, текстура и структура, каквито са инцизалната translucentност, мамелони, пукнатини, ореоли и гингивална тъкан.

Върху Цветовете MiYO ние нанасяме MiYO структурата.

С MiYO структурата вие можете да създавате дълбочина, виталност и текстура наподобяващи естествените зъби в безпрецедентната дебелина от 0,1мм - 0,2мм. Поради голямата си стабилност, индивидуалната повърхност на структурата може лесно да бъде превърната с паста, която с помощта на четка да бъде нанесена. Ниската температура на изпичане не променя характеристиките на повърхността, поради което се постигат надежни и естетични резултатисамо с едно или две изпичания.

ПРЕДИМСТВА НА MiYO:

- + Всеки път надеждни резултати
- + Пастообразни материали, с които се работи лесно
- + Икономични и спестяващи време, благодарение на бързия работен процес
- + MiYO Color - Цветовете са с перфектно регулирана флуоресценция и опалесценция за контраст и дълбочина
- + MiYO Structure - уникална пастообразна структура
- + Естественият индекс на пречупване на светлината е видим при монолитни корони нанесени с MiYO Structure с дебелина на слоя от 0,1мм
- + Висока стабилност на цвета
- + Минимално свиване
- + Постигане на детайлни естетични резултати чрез контролиране на форма, повърхност и структура преди изпичане

MiYO е създадена за:

- Монолитен Циркон
- Циркониев диоксид
- PFC (включително InSynC Zr)
- Прес върху цирконий
- Литиев Дисиликат
- PFM (включително InSynC металокерамика)

MiYO е създадена за:

- Монолитен Циркон
- Циркониев диоксид
- PFC (включително InSynC Zr)
- Литиев Дисиликат
- PFM (включително InSynC металокерамика)



1 MiYO COLOR



Различна форма, цвят и ефект, започвайки о основата.



Промяна от висока към ниска стойност с MiYO Color Storm and Smoke.



Промяна на цвета от A3 в A1 с MiYO Color Lumin.

2 MiYO STRUCTURE



Структуриране на повърхността

MiYO Structure
преди изпичане

MiYO Structure
след изпичане



1 MiYO PINK COLOR



Неограничени възможности за
детайле дизайн.



Дизайн на натуралната тъкан със
структурата MiYO pink Structure.

2 MiYO PINK STRUCTURE



Минимална дебелина на MiYO
структурата от 0.1мм до 0.2 мм

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА MIYO:

TRANSLUCENT		COLOR		STRUCTURE	
	Trans Shade A		Snow		Structure Window
	Trans Shade B		Linen		Structure Ghost
	Trans Shade C		Fissure		Structure Enamel
	Trans Shade D	MAMELON			Structure Ice
	Trans Straw		Mamelon Wheat		Structure Blush
	Trans Sage		Mamelon Coral		
	Trans Lotus		Mamelon Pumpkin		Glasurpaste
	Trans Clementine	HALO			InSync Liquid - one for all -
	Trans Storm		Halo Spring		
	Trans Cobalt		Halo Autumn		
	Trans Lumin				
	Trans Lumin plus				
	Trans Smoke				
	Trans Slate				

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА MIYO PINK:

TRANSLUCENT		COLOR		STRUCTURE	
	Trans Raspberry		Flamingo		Structure Orchid
	Trans Copper		Crimson		Structure Rouge
	Trans Midnight		Plum		Structure Frost
			Merlot		
			Sorbet		Glaze Paste
			Salmon		InSync Liquid - one for all -
			Sable		
			Thistle		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

	СТЕ (25-500 °C) [10 ⁻⁶ K ⁻¹]
MiYO Color	7,5 ± 0,5
MiYO Structure	7,4 ± 0,5
Glaze Paste	7,3 ± 0,5

Продажби в Европа:

вашият местен дилър:

Jensen Dental
50 Stillman Road
North Haven, CT 06473

Phone +1 203 239 2090
www.jensendental.com

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany

Telefon +49 7123 92260
info@jensendental.de
www.jensendental.de

Произведено от:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com

 0124

